

腓骨神経麻痺、踵の褥瘡、尖足の可能性を低減します

サージカルアライアンス 外旋防止クッション



下肢の挙上と介達牽引が可能



外旋防止クッション


下肢の骨折等による入院中に、下肢外旋を抑制するクッションです。 仰向けになる際にクッションに下腿を入れることで、下肢の挙上と牽引が可能となり、受傷後の下肢外旋による腓骨神経麻痺の可能性を低減させます。特徴として、下肢の挙上と介達牽引が可能です。




本品カバーは取り外し可能です。
洗濯機で洗えるので、清潔を保てます。

※交換用にカバー単体でも販売致します

材質:本体/ウレタン、カバー/ポリエステル100% 寸法:幅320mm×奥行400mm×高さ220mm





(ご使用上の注意

- ・適切な方法でご使用ください
- ・使用前に破損やほつれが無いことをご確認ください
- ・マジックテープにほこりや糸くずが付着した場合は、ブラシ等で取除いてください

カバーを取り外した状態



品番 : GBC01

意匠出願番号 : 意願2018-23175

お問い合わせ先

235

Tel | 047-712-5629 Fax | 047-712-5630 Mail | info@s-a.jp

サージカルアライアンス株式会社

http://s-a.jp

本 社: 〒105-0014 東京都港区芝3-24-1 駿河ビル2F Tel. 03-6435-2611 Fax. 03-6435-2614

PB事業部: 〒272-0032 千葉県市川市大洲3-15-2

Tel. 047-712-5629 Fax. 047-712-5630